



QuantiFeron-TB Gold-Test

Synonyme	<u>Tb-Interferon-Test</u> <u>Interferon-gamma-release assay (IGRA)</u>
Material	Spezialabnehmeröhrchen-Set (im Labor anforderbar). Die Röhrchen müssen vollständig bis zur Markierung gefüllt sein. Nach Abnahme Vollblut durch Über-Kopf-Schwenken gründlich durchmischen, nicht zentrifugieren, nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt.
Methode	Interferon-gamma-release Assay (IGRA), ELISA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	▶ <u>Tuberkulose-Tests</u> ▶ <u>TB-EliSpot</u> ▶ <u>TB-EliSpot - Mendel-Mantoux-Test aus der Retorte</u> (Laborinformationen 2005)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>