



## U1-snRNP-Autoantikörper

<b>Testparameter</b>	anti-U1-70K (Phadia ELIA) anti-U1-A (WB) anti-U1-C (WB)
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<b><u>Referenzbereich</u></b>	<b>Phadia ELIA:</b> < 7 U/mL Grauzone 7 - 10 <b>WB:</b> negativ (1: < 100)
<b>Methode</b>	Phadia ELIA, <u>WB</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Siehe auch</b>	▶ <u>ENA-Suchtest</u> ▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Kollagenosen, Arthritis, Vaskulitis</u> (Laborinformation 2004)
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	▶ siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>