



α -Enolase-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , EDTA- oder Heparin-Plasma, 1 ml
<u>Referenzbereich</u>	negativ
Methode	<u>WB</u> mit synthetischen Peptiden von vier immunreaktiven Epitopen. Das hier verwendete Assay erkennt Antikörper gegen drei immunreaktive Epitope der α -Enolase sowie gegen ein weiteres Epitop, mit dem α -Enolase-Autoantikörper bei Patienten mit paraneoplastischer Retinopathie (CAR-Epitop, cancer associated retinopathy,) spezifisch reagieren sollen.
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de