



AMPA-1/2-Rezeptor-Autoantikörper

Synonyma	GluR-1/2, AMPA-selective glutamate receptor 1/2, Glur-A/B, GluR-K1/2, AMPA 1/2
Material	Serum , <u>EDTA</u> - oder <u>Heparin</u> -Plasma, 1 mL Liquor , 1 mL
Referenzbereich	Serum: 1: <10 Liquor: 1: <2
Methode	<u>IIFT</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	▶ Autoantikörper bei zentralnervösen Neuropathien ▶ Autoantikörper bei peripheren Neuropathien
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de