



Anti-Neutrophilen-Zytoplasma-Autoantikörper

Akronym	ANCA
Synonyma	anti-cytoplasmatic antibodies (ACPA)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	C-ANCA: 1 : < 40 Titer P-ANCA: 1 : < 40 Titer

Methode

IIFT

Die Analyse wird nur nach Rücksprache durchgeführt. Nach den neuesten Konsensempfehlungen sollte der IIFT nur noch wissenschaftlichen Fragestellungen vorbehalten bleiben. Die spezifischen Tests auf Antikörper gegen Proteinase-3 (PR3) bzw. Myeloperoxidase (MPO) besitzen eine höhere diagnostische Wertigkeit und werden daher in unserem Labor als primäre Tests bei Verdacht auf Vaskulitiden eingesetzt.

Qualitätskontrolle UK Neqas.

Siehe auch

- ▶ Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik (Laborinformation 2012)
- ▶ MPO (Myeloperoxidase)
- ▶ PR3 (Proteinase-3)

Anforderungsschein Download

Auskünfte Autoimmundiagnostik

Indikationen und Immunpathologie

- ▶ siehe <https://hpseelig.de>