



Anti-Neutrophilen-Zytoplasma-Autoantikörper

Akronym	ANCA
Synonyma	anti-cytoplasmatic antibodies (ACPA)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	C-ANCA: 1 : < 40 Titer P-ANCA: 1 : < 40 Titer
Methode	<u>IIFT</u> Die Analyse wird nur nach Rücksprache durchgeführt. Nach den neuesten Konsensempfehlungen sollte der IIFT nur noch wissenschaftlichen Fragestellungen vorbehalten bleiben. Die spezifischen Tests auf Antikörper gegen Proteinase-3 (PR3) bzw. Myeloperoxidase (MPO) besitzen eine höhere diagnostische Wertigkeit und werden daher in unserem Labor als primäre Tests bei Verdacht auf Vaskulitiden eingesetzt.
Qualitätskontrolle	<u>UK Negas</u> ,
Siehe auch	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Kollagenosen, Arthritis, Vaskulitis</u> (Laborinformation 2004) ▶ <u>MPO (Myeloperoxidase)</u> ▶ <u>PR3 (Proteinase-3)</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de