



Aquaporin 4-Autoantikörper

Testparameter	anti-AQP-4 (Serum) anti-AQP-4 (Liquor)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL Liquor , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	Serum: 1 : < 80 Titer Liquor: 1 : < 4 Titer
Methode	FC
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de