



B-Lymphozyten

Material	<u>EDTA-Blut</u> , 2,7 <u>mL</u> (Blutbildröhrchen), nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt.
Methode	<u>FC</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe	<u>Lymphozyten-Differenzierung</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>