



Calciumkanal-Autoantikörper

Testparameter	anti-P/Q-Typ Calciumkanal anti-N-Typ Calciumkanal
Hinweis	<ul style="list-style-type: none">▶ Bei Verdacht auf <u>LEMS</u> empfiehlt sich in erster Linie eine Untersuchung auf anti-P/Q-Typ-Antikörper.▶ Bei cerebellarer Ataxie können P/Q-Subtyp-Autoantikörper auf ein <u>SCLC</u> hinweisen.
Material	Serum , 1 mL Liquor , 1 mL
Referenzbereich	P/Q-Typ: < 40 pmol/L N-Typ: < 10 <u>Ak-Ratio</u> Grauzone 10 – 15
Methode	<u>RRA</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe <u>https://hpseelig.de</u>