



Donath-Landsteiner-Antikörper

Präanalytik	10 mL Vollblut in temperierte 37 ° C Röhrchen geben und bei 37 °C in Brutschrank oder Wasserbad gerinnen lassen, bei 37 °C zentrifugieren, Serum abpipettieren und versenden. Das EDTA-Blut wird zusätzlich für den direkten <u>Coombs-Test</u> benötigt.
Material	<u>Serum</u> , 4 mL und <u>EDTA-Blut</u> , 2,7 mL (Blutbildröhrchen)
Referenzbereich	nicht nachweisbar
Methode	<u>AGGL</u> , <u>CDC</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>