



Drogen-Nachweis

Siehe	<ul style="list-style-type: none">▶ Amphetamine▶ Barbiturate▶ Benzodiazepine▶ Cannabinoide/THC▶ Cocain▶ Lysergsäurediethylamid (LSD)▶ Methadon und EDDP▶ Opiate
Material	<p><u>Urin</u> (Morgenurin, Spontanurin), mindestens 10 <u>mL</u> ohne Zusätze, bis 3 Tage bei 4 °C stabil.</p> <p>Zur Prävention der Probenverfälschung siehe Seelig, HP: Präanalytik (2008)</p>
Cut off	Siehe Einzelanalysen
Methode	Siehe Einzelanalysen
Qualitätskontrolle	Siehe Einzelanalysen
<u>Anforderungsschein</u>	Download und Analysenposition
Auskünfte	Klinische Chemie und Toxikologie