



ds-DNA-Autoantikörper

Testparameter	Doppelstrang-DNA-Autoantikörper
Material	Serum , 1 mL
Referenzbereich	< 7 IU/mL
Methode	Farr-Assay ▶ Routinemäßig durchgeführte Untersuchung zum Nachweis hochaffiner (für LE spezifischer) DNA-Autoantikörper. Bei besonderen Fragestellungen kann die Untersuchung auch im <u>IIFT</u> auf <i>Crithidia luciliae</i> erfolgen (siehe <u>Crithidien-Test</u>).
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat, UK Neqas</u>
Siehe auch	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik</u> (Laborinformation 2012)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de