




Duloxetine



Präanalytik	Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-Plasma</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Therap. Bereich	30 - 120 µg/L
Tox. Bereich	> 240 µg/L 
Methode	<u>LC-MS/MS</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Stoffgruppe	Antidepressiva
Handelsnamen	Cymbalta Yentreve Xeristar