



Entero-Viren-RNA

Spezies	Coxsackie-, Echo-, Polio-Viren
Material	<u>EDTA-Blut</u> , 2,7 <u>mL</u> (Blutbildröhrchen) <u>Liquor</u> , 1 mL Biopsie, <u>tiefgefroren</u> (-20°C) Nasopharyngeal-Abstriche, -Spülflüssigkeit <u>Stuhl</u> , 5 g
Methode	<u>RT-NAA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Molekulargenetische Infektionsdiagnostik</u>