




Escitalopram



Präanalytik	Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls
Material	<u>Serum, 2 mL</u>
Therap. Bereich	15 - 80 ng/mL
Tox. Bereich	> 160 ng/mL 
Methode	<u>HPLC (UV-Detektion)</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<u>Citalopram</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Stoffgruppe	Antidepressiva
Handelsnamen	▶ Ciprallex