



## Fruktose (Sperma)

<b>Präanalytik</b>	Frisch gewonnenes Sperma 30 Min. bei Zimmertemperatur halten und dann tiefgefrieren (-20 °C).
<b>Material</b>	<u>Sperma</u> , 3 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<b><u>Referenzbereich</u></b>	900 - 4.500 µg/mL
<b>Methode</b>	<u>PHOT</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>