



Ganglionäre Acetylcholinrezeptor-Autoantikörper

Testparameter	Antikörper gegen ganglionäre nikotinische (ionotrope) Acetylcholinrezeptoren (α 3-Untereinheit).
Material	<u>Serum</u> , 1 mL
Referenzbereich	< 10 pmol / L Grauzone 10 – 15 pmol / L
Methode	<u>RIPA</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Muskuläre Acetylcholinrezeptor-Autoantikörper</u>▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
Anforderungsschein	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de