



Gliadin-Antikörper

Testparameter

- ▶ anti-Gliadin-IgE (RAST) siehe IgE Allergentests
- ▶ anti-Gliadin-DP-IgA
- ▶ anti-Gliadin-DP-IgG

Material Serum, EDTA-, Heparin- oder Citrat-Plasma, 1 mL

Referenzbereich

IgA: < 7 U/mL Grauzone 7 - 10

IgG: < 7 U/mL Grauzone 7 - 10

Bitte möglichen IgA-Mangel angeben. Bei Patienten mit Zöliakie findet sich häufiger ein IgA-Mangel als in der Allgemeinbevölkerung (Prince HE et al. 2000, free full text).

Methode ▶ Phadia ELIA anti-Gliadin-DP-IgA und -IgG

Qualitätskontrolle Zertifikat, UK Neqas

Anforderungsschein Download und Analysenposition (Autoantikörper)

Auskünfte Autoimmundiagnostik

Indikationen und Immunpathologie ▶ siehe <https://hpseelig.de>