




## IgE-Allergentests

### Verzeichnis

Das alphabetische Verzeichnis der IgE-Allergentests (Abbildung 1) finden Sie auf der Startseite im Pull-Down-Menü auf der oberen linken Bildschirmhälfte. IgE-Allergentests auswählen (1). Durch Anklicken des Anfangsbuchstabens im Feld Suchindex (2) werden die zugehörigen Allergene aufgelistet. Multiscreen-Allergene sind fett dargestellt. Nach Anklicken der Allergene (3) erhalten Sie weitere Informationen über Untersuchungsmaterial etc.



### Material

Serum, EDTA-Plasma oder Heparin-Plasma, 1 mL

- ▶ Bei mehreren Untersuchungen zusätzlich mindestens 0,1 mL Serum oder Plasma pro Untersuchung.
- ▶ Allergene bitte angeben.

### Referenzbereich

Klasse	[kUA/L]	Bewertung
0	< 0,35	negativ
1+	0,35 - 0,70	positiv GW
2+	0,7 - 3,5	schwach positiv
3+	3,5 - 17,5	positiv
4+	17,5 - 50,0	stark positiv
5+	50 - 100	sehr stark positiv
6+	> 100	extrem positiv

### Methode

Die Untersuchungen auf allergenspezifisches IgE werden mit dem ImmunoCAP-System durchgeführt. Die IgE-Standards der ImmunoCAP-Methode sind gegen die 2. Internationale Referenzpräparation 75/502 für humanes IgE der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kalibriert.

### Qualitätskontrolle

Zertifikat

### Siehe auch

Multiscreen-Allergentests

### Anforderungsschein

- ▶ Allergieabklärung 1
- ▶ Allergieabklärung 2
- ▶ Allergieabklärung 3
- ▶ Allergieabklärung 4



## IgE-Allergentests

**Auskünfte**

Endokrinologie / RIA-Labor