



IgG/IgA-Allergentests

Testparameter	<u>Antikörper bei exogen-allergischer Alveolitis</u> Kontrolle von Hyposensibilisierungen Verzeichnis der Antigene siehe <u>Anforderungsschein Nr.Z</u>
Material	<u>Serum, 1 mL</u>
<u>Referenzbereich</u>	Siehe Einzelanalysen
Methode	Fluoreszenz-Immuno-Assay, ImmunoCAP-System
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<u>Antikörper bei exogen-allergischer Alveolitis</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>