



Insulin-Autoantikörper

Akronym	IAA
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	< 0,9 COI Grauzone 0,9 – 1,1 COI
Methode	Chemilumineszenz-Immunoassay
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u> , <u>UK Neqas</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de