



Intrinsic-Faktor-Autoantikörper

Akronym	IF-AK
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	< 7 U/ml Grauzone 7 - 10
Methode	Phadia ELIA
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de