



## Leichtketten, freie (quantitativ)

**Synonyma** Bence-Jones-Proteine

**Material** Serum, 1 mL, Li-Heparin, EDT-Plasma  
Urin, 10 mL des 2. Morgenurins

<b>Referenzbereich</b>	<b>freie Kappa-Kette [mg/L]</b>	<b>freie Lambda-Kette [mg/L]</b>
<b>Serum</b>	3,3 - 19,4	5,7 - 26,3
<b>Urin</b>	0,39 - 15,1	0,81 - 10,1
	<b>Kappa/Lambda-Quotient</b>	
<b>Serum</b>	0,26 - 1,65	
	<b>Kappa/Lambda-Quotient (Niereninsuffiziente)</b>	
<b>Serum</b>	0,37 - 3,1	

**Methode** NEPH

**Qualitätskontrolle** Zertifikat

**Auskünfte** Immunchemie