



Lipidelektrophorese

Präanalytik 12-stündige Nahrungskarenz.

Material Serum, 2 mL, nicht einfrieren und möglichst frisch

Referenzbereich

Fraktionen

β-Lipoproteine (LDL)	< 115 mg/dL
prä-β-Lipoproteine (VLDL)	< 40 mg/dL
α-Lipoproteine (HDL)	< 48 mg/dL Frauen < 40 mg/dL Männer
LDL- /HDL- Quotient	< 3,5 Frauen < 4,0 Männer

Methode ELPHO

Qualitätskontrolle intern

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Immunchemie