



Lupusantikoagulant

Präanalytik	Citrat-Plasma vor dem Tieffrieren (-20 °C) zweimal bei 3.000 <u>xg</u> zentrifugieren. Es wird thrombozytenfreies Plasma benötigt!
Material	<u>Citrat-Plasma</u> , 2 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<u>Referenzbereich</u>	negativ
Methode	KOAG
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Cardiolipin-Autoantikörper</u>▶ <u>Phospholipid-Autoantikörper</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe <u>https://hpseelig.de</u>