



Lymphozyten-Transformations-Test

Akronym	LTT
Testparameter	LTTMED Medikamenten-Stimulierung (bitte Medikament und Beipackzettel mit einsenden) LTTMIC Stimulierung durch Borrelien Antigene (keine Kassenleistung) LMS Stimulierung durch Mitogene, PHA, PWM, ConA
Material	<u>Heparin-Blut</u> , 7,5 <u>mL</u> nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt. Der Lymphozyten-Transformations-Test dient derzeit noch ausschließlich der Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen. Aus methodischen Gründen lässt sich der Test nicht entsprechend der GLP-Richtlinien durchführen. Die Bedeutung dieser Analysen für die medizinische Diagnostik ist nicht gesichert.
Methode	<u>LSI</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>