



## Ma1-Autoantikörper

<b>Testparameter</b>	anti-Ma1 -IgG (Serum) anti-Ma1 -IgG (Liquor) <u>Antikörper-Spezifität-Index</u>
<b>Material</b>	<b>Serum</b> , EDTA- oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL <b>Liquor</b> , 1 mL
<b>Referenzbereich</b>	<b>Serum</b> : 1: < 100    Grauzone 100-400 <b>Liquor</b> : negativ    (1: < 2) <b>ASI</b> : < 1,5
<b>Methode</b>	<u>EIDA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u> , <u>UK Neqas</u>
<b>Siehe auch</b>	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	► siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>