



Makro- γ -Glutamyl-Transferase

Die Untersuchung wird nur nach telefonischer Rücksprache mit dem Laborleiter durchgeführt.

Akronym	Makro- γ -GT
Material	<u>Serum, 2 mL</u>
<u>Referenzbereich</u>	nicht nachweisbar
Methode	FPLC (Gelpermeation) und Bestimmung der Enzymaktivität in den eluierten Fraktionen im Vergleich zu einer Makro- γ -GT-freien Kontrolle mit erhöhter Enzymaktivität.
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Immunchemie</u>