



Methadon

Screening	quantitativ
Bestätigungstest	qualitativ
Material	Screening: Urin, 10 mL
	Bestätigung: Urin, 10 mL

Cut off	[ng/mL]
Screening	300
Bestätigung	100

Methode	<ul style="list-style-type: none">▶ Screening CEDIA▶ Bestätigungstest LC-MS/MS
Qualitätskontrolle	Zertifikat
Siehe auch	EDDP (Methadonmetabolit)
<u>Anforderungsschein</u>	Download und Analysenposition
Auskünfte	Klinische Chemie und Toxikologie