



Mi-2-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> , <u>Citrat-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	< 7 U/ml, Grauzone: 7 - 10 U/ml
Methode	Phadia EliA/FEIA
Qualitätskontrolle	<u>UK Negas</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Myositis-Autoantikörper</u>▶ <u>Myositis -spezifische und -assoziierte Autoantikörper</u> (Laborinformation 2005)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de