



Muskuläre Acetylcholinrezeptor-Autoantikörper

Testparameter	Antikörper gegen muskuläre nikotinische (ionotrope) Acetylcholinrezeptoren (muskuläre nAChR)
Material	<u>Serum</u> , 1 mL
Referenzbereich	< 0,4 nmol Bungarotoxin-Bindungsstellen/L
Methode	<u>RRA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat, UK Neqas</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Ganglionäre Acetylcholinrezeptor-Autoantikörper</u>▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
Anforderungsschein	<u>Download und Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download und Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de