



Myelin-assoziiertes-Glykoprotein-Autoantikörper

Akronym	MAG
Testparameter	anti-MAG (Serum) anti-MAG (Liquor)
Material	Serum , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL Liquor , 1 mL
Referenzbereich	Serum: < 1.000 U/mL Liquor: < 1.000 U/mL
Methode	<u>ELISA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u> , <u>UK NEQAS</u>
Siehe auch	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper, Rheumaserologie: Neurologische Erkrankungen, Paraneoplasien) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper, Rheumaserologie: Neurologie Liquor) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen: Liquor) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen: Serum)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de