



## Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Autoantikörper

<b>Akronym</b>	MOG
<b>Testparameter</b>	anti-MOG (Serum) anti-MOG (Liquor)
<b>Material</b>	<b>Serum</b> , 1 mL <b>Liquor</b> , 1 mL
<b>Referenzbereich</b>	<b>Serum</b> : negativ (1:< 20) <b>Liquor</b> : negativ (1:< 2)
<b>Methode</b>	IIFT
<b>Qualitätskontrolle</b>	intern
<b>Siehe auch</b>	► <a href="#">Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</a> (Laborinformation 2008)
<b>Anforderungsschein</b>	<a href="#">Download</a> und <a href="#">Analysenposition</a>
<b>Auskünfte</b>	<a href="#">Autoimmundiagnostik</a>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	► siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>