



Nebennierenrinden-Autoantikörper

Testparameter	<ul style="list-style-type: none">▶ Steroid-17-α-Hydroxylase-Autoantikörper (RIP)▶ Steroid-21-Hydroxylase-Autoantikörper (RIP)▶ Steroid-scc-Hydroxylase-Autoantikörper (RIP)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	RIP: < 10 <u>Ak-Ratio</u> , Grauzone 10-15 <u>Ak-Ratio</u>
Methode	<u>RIP</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	▶ <u>Diabetes mellitus Typ 1 (DM1) assoziierte Autoimmunerkrankungen</u> (Laborinformation 2007)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de