



Neopterin

Testparameter	Neopterin (Serum) Neopterin (Urin) Neopterin (Liquor)
Material	Serum , 1 mL, lichtgeschützt Urin , 20 mL aus <u>24-Std.-Sammelurin</u> , lichtgeschützt. Urinvolumen bitte angeben. Liquor, 1 mL, lichtgeschützt
Referenzbereich	Serum < 10 nmol/L Urin < 2.000 nmol/g Kreatinin Liquor < 5 nmol/L
Methode	<u>HPLC</u>
Störfaktoren	Lipämie
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Erhöhte Werte	Autoaggressionserkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis), bakterielle Erkrankungen (besonders Tuberkulose und Lepra), erworbenes Immundefizienz-Syndrom (AIDS), generalisiertes Lymphadenopathie-Syndrom (LAS), Graft-versus-host-Reaktion, Protozoen-Infektionen (Malaria), Schwangerschaft (ab 20. Woche), Transplantatabstoßung, verschiedene maligne Erkrankungen (z. B. hämatopoetische Erkrankungen, Keimzelltumoren, neurogene Tumoren), seltener bei Tumoren des Urogenitaltrakts, Pankreas, Gallenblase, gastrointestinale Tumoren, Mamma-, Bronchial-Karzinom, Virusinfekte.