



NMDA-Rezeptor NR-1-Autoantikörper

Testparameter	Antikörper gegen die NR1-Untereinheit der NMDA-Rezeptoren anti-NMDA-NR1 (Serum) anti-NMDA-NR1 (Liquor)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL Liquor , 1 ml
<u>Referenzbereich</u>	Serum: negativ (1: <10) Liquor: negativ (1: <2)
Methode	<u>IIFT</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe https://hpseelig.de