



Opiate

Screening Semiquantitativer Nachweis von Morphin, Codein, Acetylmorphin, Heroin, Dihydrocodein, Hydrocodon und Hydromorphon im Urin.

Bestätigungstest Quantitative Bestimmung von Morphin, Codein und Acetylmorphin, Heroin, Dihydrocodein, Hydrocodon und Hydromorphon im Urin, Serum oder Plasma.

Material **Screening:** [Urin, 10 mL](#)
Bestätigung: Urin, 10 mL

Cut off		[ng/mL]
Screening		300
Bestätigung	Urin	300

Methode ▶ Screening [CEDIA](#)
▶ Bestätigungstest LC-MS/MS

Qualitätskontrolle [Zertifikat](#)

Anforderungsschein [Download](#) und [Analysenposition](#)

Auskünfte [Klinische Chemie und Toxikologie](#)