



## Pankreas-Amylase

<b>Material</b>	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u> oder <u>Vollblut</u> , 3 mL Bitte kein <u>Citrat-Plasma</u> , <u>EDTA-Plasma</u> oder Oxalat-Plasma einsenden!
<b><u>Referenzbereich</u></b>	13 - 53 U/L
<b>Methode</b>	<u>Photometrie</u> nach doppelter Immunhibition der Speichelamylase und nachfolgender Hydrolyse eines Maltoheptaosid.
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>