



Phagozytose-Test

Granulozyten, Monozyten

Material

Heparin-Blut, 7,5 mL (MV), nicht kühlen!

Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Granulozyten und Monozyten benötigt.

Referenzbereich

	phagozytierend	MFI/Zelle
Granulozyten	> 70 %	1.000 - 9.000
Monozyten	> 70 %	700 - 7.000

Methode

FC

Gemessen wird die Phagozytoseaktivität von Granulozyten und Monozyten

Qualitätskontrolle

intern

Anforderungsschein

Download und Analysenposition

Auskünfte

Zelluläre Immunologie / Immungenetik