



PM/ScI-Autoantikörper

Material	<u>Serum</u> , EDTA- oder Heparin-Plasma, 1 mL
Referenzbereich	< 7 U/mL Grauzone 7 - 10 Es werden Antikörper gegen PM/ScI p100 bestimmt.
Methode	Phadia, ELIA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat, UK NEQAS</u>
Siehe auch	<ul style="list-style-type: none">▶ <u>Myositis-Autoantikörper</u>▶ <u>Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik</u> (Laborinformation 2012)▶ <u>Myositis -spezifische und -assoziierte Autoantikörper</u> (Laborinformation 2005)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de