



Prostata-spezifisches Antigen

Akronym	PSA
Material	<u>Serum, 1 mL</u>
<u>Referenzbereich</u>	< 4 ng/mL
Methode	CMIA (Beckman DXI)
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<u>Prostatakarzinom - Früherkennung durch das Prostata spezifische Antigen</u> (Patienteninformationen 2004)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>