



Purkinjezellen (Antigen 2)-Autoantikörper

Akronym	PCA-2 (P urkinje c ell a ntibodies Typ 2)
Testparameter	anti-PCA-2 (Serum) anti-PCA-2 (Liquor)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL <u>Liquor</u> , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	Serum: 1 : < 20 Liquor: 1 : < 2
Methode	IIFI, statt IIFT kann auch die PAP-Methode eingesetzt werden
Qualitätskontrolle	Zertifikat, UK Neqas
Siehe auch	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de