



Purkinjezellen (CDR 62)-Autoantikörper

Akronym	PCA-1 (P urkinje c ell a ntibodies Typ 1)
Synonyma	anti- <u>Yo</u>
Testparameter	anti- <u>CDR62</u> (Serum) anti-CDR62 (Liquor)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 ml <u>Liquor</u> , 1 ml
Referenzbereich	Serum: 1 : < 1.000 Titer Liquor: 1 : < 100 Titer
Methode	<u>EIDA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u> , <u>UK Neqas</u>
Siehe auch	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Autoantikörper) <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> (Neurologische Erkrankungen)
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	► siehe <u>https://hpseelig.de</u>