



## Purkinjellen (Tr)-Autoantikörper

<b>Hinweis</b>	Nicht mit CDR 62 ( <u>Yo</u> , <u>PCA-1</u> ) und <u>PCA-2</u> identisch
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL <u>Liquor</u> , 1 mL
<b>Referenzbereich</b>	<b>Serum:</b> 1 : < 20 <b>Liquor:</b> 1 : < 2
<b>Methode</b>	<u>IIFT</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u> , <u>UK Neqas</u>
<b>Siehe auch</b>	► <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	► siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>