



## Recoverin-Autoantikörper

<b>Material</b>	<b>Serum:</b> <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL <b>Liquor</b> , 1 mL
<b>Referenzbereich</b>	<b>Serum:</b> 1: 100      Grauzone 100 - 400 <b>Liquor:</b> negativ      (1: < 2) <b>ASI:</b> < 1,5
<b>Methode</b>	<u>EIDA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Siehe auch</b>	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Neurologische Erkrankungen</u> (Laborinformation 2008)
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	▶ siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>