



Ribosomen-Autoantikörper

Testparameter	anti-Ribosomen (Serum)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL Liquor , 1 mL
Referenzbereich	< 7 U/mL Grauzone 7 - 10
Methode	Phadia ELIA
Qualitätskontrolle	intern
Siehe auch	▶ Autoantikörper-Tabelle - Kollagenosen, Arthritis, Vaskulitis (Laborinformation 2004)
Anforderungsschein	Download und Analysenposition
Auskünfte	Autoimmundiagnostik
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de