



Röteln-Virus-Antikörper

Material	<u>Serum</u> , 1 mL	anti-Röteln-Virus-IgG Elisa
		anti-Röteln-Virus-IgM Elisa
	<u>Liquor</u> , 1 mL	anti-Röteln-Virus-IgG Elisa
		anti-Röteln-Virus-IgM Elisa
		<u>Antikörper-Spezifität-Index</u>

Entscheidungsgrenze	Serum	negativ	Grauzone
	IgG (ELISA)	< 8 IU/ml	<11 IU/ml
	IgM (ELISA)	negativ	
	IgG (Immunoblot)	negativ	
	Liquor	negativ	Grauzone
	IgG (ELISA)	<u>ASI</u> <2	
	IgM (ELISA)	negativ	

Methode	<u>Elisa, Immunoblot</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat Serum</u> <u>Zertifikat Liquor</u>
Siehe auch	<u>Röteln-Virus</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Infektionsimmunologie</u>