



Saurer Glycerol-Lysetest (AGLT)

Synonym	PINK-Test
Material	<u>Citrat-Blut</u> oder <u>EDTA-Blut</u> , 2 mL,(EDTA-, Heparin, Citrat-Blut nicht älter als 24 h) Wichtig: Einsendung ausschließlich Montag bis Donnerstag Ist eine Zusendung am Freitag unumgänglich, bitte diese unbedingt telefonisch in unserer Zentrale oder beim Dienstarzt anmelden.
<u>Referenzwert</u>	negativ
Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Indikationen	Verdacht auf hereditäre Sphärozytose (Kugelzellanämie), DD intravasale Hämolyse.
Pathophysiologie	Erythrozytenresistenz-Test zur sensitiven (80 – 95 %) und spezifischen Erfassung der hereditären Sphärozytose (Kugelzellanämie).