



SS-A/Ro-Autoantikörper

Testparameter	anti-Ro p52 (52-kDa Ro) anti-Ro p60 (60-kDa Ro)
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
Referenzbereich	Rop52: < 7 U/mL Grauzone 7 - 10 Rop60: < 7 U/mL Grauzone 7 - 10 Es werden grundsätzlich simultan Antikörper gegen Ro p52 und RO p60 bestimmt.
Methode	Phadia ELIA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik</u> (Laborinformation 2012)
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe <u>https://hpseelig.de</u>