



## SS-A/Ro-Autoantikörper

<b>Testparameter</b>	anti-Ro p52 (52-kDa Ro) anti-Ro p60 (60-kDa Ro)
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<b>Referenzbereich</b>	<b>Rop52:</b> < 7 U/mL Grauzone 7 - 10 <b>Rop60:</b> < 7 U/mL Grauzone 7 - 10 Es werden grundsätzlich simultan Antikörper gegen Ro p52 und RO p60 bestimmt.
<b>Methode</b>	Phadia ELIA
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Siehe auch</b>	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle - Kollagenosen, Arthritis, Vaskulitis (Laborinformation 2004)</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	▶ siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>